



# Viehmeyer

Stöcke aller Art



2026  
2027

## INHALT

Vorwort	3
Leichtmetallstöcke verstellbar – Soft - Derby	4
Leichtmetallstöcke verstellbar – Soft - Derby/Comfortgriff	5
Leichtmetallstöcke verstellbar – Derby	6
Leichtmetallstöcke Verstellbar – Fritzgriff	10
Leichtmetallstöcke verstellbar mit anatomischen Softgriffen oder Hartschalengriffen	11
Leichtmetallstöcke mit anatomischen Softgriffen/mit kleinen anatomischen Griffen	12
Leichtmetallstöcke teleskopisch verstellbar	13
Stöcke aus Carbon	14
Faltstöcke teleskopisch verstellbar	15
Faltstöcke Fritzgriff	15
Faltstöcke mini Derby	16
Faltstöcke Derby	17
Faltstöcke anatomischer Griff	18
Faltstöcke aus Carbon	19
Exklusive Stöcke Knauf- und Frackstöcke	20
Exklusive Stöcke mit Griffen aus Metall	21
Exklusive Stöcke mit Griffen aus Bronze oder Zinn	21
Exklusive Stöcke mit Griffen aus Alpacca versilbert	22
Exklusive Stöcke mit versilberten Griffen	23
Exklusive Stöcke mit Griffen aus 925er Sterlingsilber	24
Exklusive Stöcke Imitate seltener Originale aus Kunstharz oder Chrom	25
Exklusive Stöcke Derby	26
Holzstöcke Stöcke mit bunten Griffen aus Acrylat – Fritzgriff	26
Holzstöcke Stöcke mit bunten Griffen aus Acrylat – Derby	27
Pfefferrohr – Holzstöcke mit bunten Griffen aus Acrylat	29
Holzstöcke XL- Stöcke/Stöcke mit hoher Belastbarkeit	29
Holzstöcke mit anatomischen Griffen	30
Holzstöcke Spazier- und Wanderstöcke – Derby	30
Holzstöcke Spazier- und Wanderstöcke – Fritzgriff	32
Holzstöcke Spazier- und Wanderstöcke – Rundhaken	33
Holzstöcke Spazier- und Wanderstöcke – Exklusiv	34
Holzstöcke Spazier- und Wanderstöcke	35
Spazier- und Wanderstöcke Tourenstock	36
Jagd- und Sitzstöcke	36
Stock- und Stützschirme	37
Therapiestock	37
Blindenstöcke	38
Zubehör	39
Homecare	43
Unterarmgehstützen	44
Über den Gebrauch eines Stockes	45
Geschäfts- und Lieferbedingungen	46
2 Artikelnummern	47

## VORWORT

Herzlich willkommen zu unserem neuen Produktkatalog!


Seit über 160 Jahren stehen wir für Qualität, Innovation und Leidenschaft. Unser Ziel ist es, Ihnen Produkte anzubieten, die nicht nur durch ihr Design überzeugen, sondern auch durch ihre Funktionalität und Langlebigkeit. Gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern setzen wir auf faire Produktionsbedingungen und nachhaltige Lösungen, um Ihnen das Beste zu bieten.

Unser Anspruch ist es, Ihre Lebensqualität zu steigern und Ihnen mehr Mobilität und Unabhängigkeit zu ermöglichen. Mit unserer Erfahrung und Liebe zum Detail stehen wir Ihnen jederzeit beratend zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.


Wir laden Sie herzlich ein, in unserem neuen Katalog zu stöbern und sich von unserer Vielfalt inspirieren zu lassen.

**Viel Freude beim Entdecken! Ihr Team von Viehmeyer health & mobility GmbH**

**LEICHTMETALLSTÖCKE  
VERSTELLBAR – SOFT-DERBY**



**Art. Nr. 753407**  
Soft-Derby, braun  
„Black & White“ silber-schwarz  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 758108**  
Soft-Derby  
„Paisley“ blau-pflaume-bronze  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 752206**  
Derby Softgummi  
„Quadrate“  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-94 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 753012**  
Soft-Derby  
silber eloxiert  
Leichtmetall  
verstellbar von 75-96 cm  
belastbar bis 120 kg




**Art. Nr. 758115**  
Soft-Derby schwarz  
„Aquarell“ violett-rot-hellblau  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 753302**  
Soft-Derby  
schwarz matt  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg






**Art. Nr. 753325**  
Soft-Derby  
„Zebra“  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 753328**  
Soft-Derby  
grau-schwarz  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg

## LEICHTMETALLSTÖCKE VERSTELLBAR – SOFT-DERBY/COMFORTGRIFF



Die **VERSTELLBAREN LEICHTMETALLSTÖCKE** nicht auseinandernehmen bzw. beim Zusammensetzen darauf achten, dass die Überwurfmuffe fest sitzt, damit sich die innen liegende Dichtung zur Geräuschkämpfung nicht verschiebt, verklemmt bzw. verloren geht.


**LEICHTMETALLSTÖCKE  
VERSTELLBAR – DERBY**



**Art. Nr. 78105**

Derby Holz braun  
„Fantasieblüten“ rot


Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 78301**

Komfortgriff  
„Blumenstrauß“ rot-weiß-blau


Leichtmetall  
verstellbar von 76-99cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 793101**

Derby Acrylat rot für Damen  
„Mohn“ rot hellgrau


Leichtmetall  
verstellbar von 74-100 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 716206**

Komfortgriff (klein)  
„Cosmea“ beige-blau

Leichtmetall  
verstellbar von 76-99 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 79201**

Derby Holz braun  
„Pastellblume“ silber-türkis

Leichtmetall  
verstellbar von 79-94 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 716203**

Komfortgriff, Derby gemustert  
„Blumenwiese“  
weiß-grün-rosa-gelb

Leichtmetall  
verstellbar von 76-99 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 78309**

Derby  
„Exotic“ rot-schwarz-blau

Leichtmetall  
verstellbar von 76-99 cm  
belastbar bis 100 kg









**Art. Nr. 713306**

Derby Holz schwarz  
„Tiefsee“ dunkelblau

Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg

**LEICHTMETALLSTÖCKE  
VERSTELLBAR – DERBY**



Wussten Sie, dass der **DERBY-GRIFF** sanft geschwungen ist? Mit seiner abgerundeten Nase hält er auch über den Arm gehängt. Der DERBY ist der meistbenutzte Stockgriff in Europa.

**LEICHTMETALLSTÖCKE  
VERSTELLBAR – DERBY**



**Art. Nr. 718312**

Derby  
„Geflecht“ grau  
Leichtmetall  
verstellbar von 77-100 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 78208**

Derby Holz braun für Damen  
„Blümchen“ dunkelrot  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 78214**

Derby Holz braun für Damen  
„Grafik“ flieder-silber  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 90 kg




**Art. Nr. 713310**

Derby Holz braun  
„Paisley“ blau  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 78104**

Derby Holz braun  
„Frühling“  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-94 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 78109**

Derby Holz braun  
„Streublumen“ anthrazit-grau-blau  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-94 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 673104**

Derby Acrylat  
„Goldolive“ bronze  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-102 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 78108**

Derby Holz hell  
„Paisley“  
Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg


## LEICHTMETALLSTÖCKE VERSTELLBAR – DERBY



**Art. Nr. 713302**

Derby Holzgriff  
schwarz matt


Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 78102**

Soft-Derby Leichtmetall  
schwarz


Leichtmetall  
verstellbar von 75-96 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 78119**

Derby Holz natur für Damen  
bronze satiniert


Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 713320**

Derby Leichtmetall  
dunkel-bronze satiniert

Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 78412**

Derby Holz braun  
„Nightflower“  
dunkelgrün/grün-pink

Leichtmetall  
verstellbar von 79-99 cm  
belastbar bis 100 kg

## LEICHTMETALLSTÖCKE VERSTELLBAR – FRITZGRIFF



Der **FRITZGRIFF**, benannt nach dem „Alten Fritz“, wurde als erster spezieller Stützgriff für die arthritischen Hände des Preußenkönigs Friedrich II. entwickelt.

**LEICHTMETALLSTÖCKE**  
**VERSTELLBAR MIT ANATOMISCHEN SOFTGRIFFEN ODER HARTSCHALENGRIFFEN**



**Art. Nr. 751519** (rechts)  
**Art. Nr. 751619** (links)  
 anatomischer Soft-Griff  
 dunkel-bronze satiniert  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 79-99 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 756702** (rechts)  
**Art. Nr. 756802** (links)  
 anatomischer Soft-Fischergriff  
 schwarz  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 75-95 cm  
**extra belastbar** bis 130 kg



**Art. Nr. 751502** (rechts)  
**Art. Nr. 751602** (links)  
 anatomischer Soft-Griff  
 schwarz matt  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 79-99 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 70503** (rechts)  
**Art. Nr. 70603** (links)  
 anatomischer Fischergriff schwarz  
 Holzimitat „Teak“  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 71-100 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 756502** (rechts)  
**Art. Nr. 756602** (links)  
 anatomischer Soft-Fischergriff  
 schwarz matt  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 79-99 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 70502** (rechts)  
**Art. Nr. 70602** (links)  
 anatomischer Fischergriff  
 schwarz  
 Leichtmetall  
 verstellbar mit Clip von 68-93 cm  
**extra belastbar** bis 130 kg



**Art. Nr. 756519** (rechts)  
**Art. Nr. 756619** (links)  
 anatomischer Soft-Fischergriff  
 dunkel-bronze satiniert  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 79-94 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 706** (links)  
**extra belastbar** bis 127 kg  
**Art. Nr. 705** (rechts)  
**extra belastbar** bis 160 kg  
 anatomischer Fischergriff  
 Aluminium matt silber  
 Leichtmetall  
 verstellbar mit Clip von 82-107 cm

## LEICHTMETALLSTÖCKE MIT ANATOMISCHEN SOFTGRIFFEN/MIT KLEINEN ANATOMISCHEN GRIFFEN



**NEU**

Der **FISCHERGRIF** wurde speziell für Personen mit schwachen, empfindlichen Händen oder Handgelenken aufgrund von Arthritis oder ähnlichen Beschwerden entwickelt. Die biometrische Form des Griffes, jeweils speziell für die rechte und die linke Hand, erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf die gesamte Handfläche und bietet dem Benutzer ein komfortables Greifen.

**LEICHTMETALLSTÖCKE  
TELESKOPISCH VERSTELLBAR**



Der praktische **TELESKOPSTOCK** wird aus Leichtmetall gefertigt. Dieses Material ist sehr strapazierfähig und hat zudem ein angenehm leichtes Gewicht. Das Rohr ist stufenlos verstellbar und kann von 60 cm bis zu 95 cm ausgefahren werden. So passen Sie die Länge des Stocks ganz leicht Ihren individuellen Bedürfnissen an.

Eine aufrechte Körperhaltung, eine gleichmäßige Atmung sowie eine Entlastung der Gelenke werden dadurch begünstigt.

Eine Bedienungsanleitung finden sie auf der nächsten Seite.

## STÖCKE AUS CARBON



**Art. Nr. 64012**  
 Derby Acrylat  
 „Granit“ anthrazit  
 Carbon  
 Ø 19,5 mm, 290 g  
**nicht** verstellbar, 97 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 761308**  
 Soft-Derby braun  
 Carbon Ø 20,5 mm, 215 g  
 verstellbar von 76,5-93,5 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 6401**  
 Derby Acrylat  
 „Perlmuschel“ anthrazit  
 Carbon Ø 19,5 mm, 290 g  
**nicht** verstellbar, 97cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 643**  
 Soft-Derby  
 „Tartan“ anthrazit-dunkelblau  
 Carbon einteilig, 200 g  
**nicht** verstellbar, 93 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 6493**  
 Derby Holz braun  
 „Nachtigal mit Beeren“  
 grau schwarzer Hintergrund  
 Carbon Ø 20,5 mm, 224 g  
 verstellbar von 77-94 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 6415**  
 Derby Carbon  
 „Rosen“ rosa-rot  
 Leichtmetall  
 verstellbar von 77-94 cm  
 belastbar bis 100 kg



Bei der **CARBONFASER** handelt es sich um ein „Wunder-Material“. Doch die Herstellung ist nicht billig. Ihr Härtegrad, Stabilität und Zugfestigkeit ist stärker als Stahl und das Gewicht ist leichter als Aluminium.

## FALTSTÖCKE TELESKOPISCH VERSTELLBAR



### Art. Nr. 745

Lindur-Faltstock  
3-teilig faltbar auf ein Packmaß  
= Taschengröße von 34 cm und  
im Oberteil stufenlos verstellbar  
von 83-96 cm. Dazu gehört eine  
Tasche (Farbe: grau, siehe unter  
Zubehör) aus strapazierfähigem  
Nylon.

Gewicht nur 270 g incl. Tasche

### Art. Nr. 745K

wie Art. 745 in kurz  
verstellbar von 76-91 cm



### Art. Nr. 74535

wie Art. 745 aber weiß, für Blinde  
(siehe unter Blindenstöcke /  
Krankenstöcke)

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR TELESKOPSTÖCKE:

Das Unterteil auf die gewünschte Länge ausziehen und durch leichtes Rechtsdrehen (nicht überdrehen) feststellen. Nach Gebrauch kann der Stock durch Drehen nach links gelockert und wieder zusammengeschoben werden, dann aber nicht wieder fixieren. Zur Reinigung auf keinen Fall ölhaltige Mittel verwenden, da sonst die Klemmwirkung aufgehoben wird. Sollte sich der Stock nicht mehr feststellen lassen, ziehen Sie das Unterteil im gelösten Zustand komplett heraus und reinigen Sie das Klemmteil mit einem sauberen, weichen Tuch.

**Achtung:** Stufenlos verstellbare Stöcke (Teleskopstöcke) sind als Stützstöcke mit starker Belastung nicht empfehlenswert. Es könnte passieren, dass das Klemmteil nachgibt und der Stock sich bei starker Stützkraft auf seine minimale Länge zusammenschiebt.

Bei den Faltstöcken der Firma „LINDUR“ handelt es sich um ein 100 %-iges Produkt der Lebenshilfe in Sollenau. Durch den Kauf unterstützen sie die Lebenshilfe Niederösterreich.

## FALTSTÖCKE FRITZGRIFF



### Art. Nr. 74719

Fritzgriff Holz braun  
bronze satiniert

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



### Art. Nr. 747

Fritzgriff Holz schwarz  
schwarz matt

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg

## FALTSTÖCKE MINI DERBY

ALLE  
FALTSTÖCKE  
MINI  
HABEN EIN  
PACKMAß VON  
24 CM



**Art. Nr. 774809**

Derby braun für Damen  
„Paisley“ pflaume-blau-bronze

mini, 5 tlg., Leichtmetall  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in gesteppter schwarzer  
Textiltasche (siehe Zubehör)



**Art. Nr. 774802**

Derby braun für Damen  
schwarz


mini, 5 tlg., Leichtmetall  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in gesteppter schwarzer  
Textiltasche (siehe Zubehör)



**Art. Nr. 774810**

Derby braun für Damen  
„Streublumen“

mini, 5 tlg., Leichtmetall  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in gesteppter schwarzer  
Textiltasche (siehe Zubehör)



**Art. Nr. 774819**

Derby braun für Damen  
kastanienbraun

mini, 5 tlg., Leichtmetall  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in kariertem Textiltasche  
(siehe Zubehör)



**Art. Nr. 774811**

Derby blau für Damen  
„mille fleur“

mini, 5 tlg., Leichtmetall  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in kariertem Textiltasche  
(siehe Zubehör)




**Art. Nr. 774816**

Derby blau für Damen  
„Flora“ diverse blaue Farbtöne

mini, 5 tlg., Leichtmetall  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in gesteppter schwarzer  
Textiltasche (siehe Zubehör)

Einfache Handhabung für  
Jedermann! Dieser **FALTBARE  
GEHSTOCK** kann an mehreren  
Stellen zusammengefaltet und so  
platzsparend verstaut werden. Er  
wird so zu Ihrem zuverlässigen  
Begleiter im Alltag.



**Art. Nr. 774803**

Derby schwarz für Damen  
„Pflanzenreich“ schwarz/rosa/blau

mini, 5 tlg., Leichtmetall,  
Ø oben 19 mm, unten 15 mm  
verstellbar von 83-93 cm  
in kariertem Textiltasche  
(siehe Zubehör)


## FALTSTÖCKE DERBY



**Art. Nr. 764709**

Derby Holz natur  
„Streublumen“

Leichtmetall  
Ø 16 mm, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 775005**

Komfortgriff  
„Gepard“ durchgehend bedruckt

Leichtmetall  
Ø 18 mm, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 83-93 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 773201**

Derby Holz schwarz  
„Ranke“ schwarz

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar,  
verstellbar von 85-95 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 773208**

Derby Acrylat blau  
„Bukett“ blau


Leichtmetall, 4 tlg. faltbar,  
verstellbar von 87-97 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 764609**

Derby Damen  
„Blumenranke“

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 82-92 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 747305**

Derby Holz schwarz  
„Blattwerk“

Leichtmetall  
Ø 18 mm, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 764606**

Derby Holz schwarzbraun  
„dark night“ dunkelviolett mit  
blauen und hellen Sternen

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 764805**

Holz-Derby braun  
„Paisley“ dunkelblau

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 100 kg



## FALTSTÖCKE DERBY

**ALLE  
FALTSTÖCKE  
IN FARBLOSEM  
KUNSTSTOFF-  
ETUI**



**Art. Nr. 757302**

Soft-Derby schwarz Herren

Leichtmetall  
Ø 18 mm, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 764719**

Derby Holz braun  
Farbe bronze matt

Leichtmetall, 4tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 778203**

Soft-Derby schwarz  
„Jasminblüten“

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 773205**

Derby Acrylat geflammt  
„lila Blümchen“

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 752653** (rechts)

anatomischer Griff  
„Blumen in weiß“

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 100 kg

## FALTSTÖCKE ANATOMISCHER GRIFF



**Art. Nr. 72802** (rechts)

anatomischer Griff  
schwarz

**Art. Nr. 72902** (links)

anatomischer Griff  
schwarz

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 84-94 cm  
belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 70702** (rechts)

Fischergriff

**Art. Nr. 70802** (links)

Fischergriff  
schwarz

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar  
verstellbar von 79-89 cm  
belastbar bis 110 kg

## FALTSTÖCKE AUS CARBON



**Art. Nr. 7543**

Soft-Derby schwarz  
schwarz mit grauem  
Rhombenmuster

Rohre aus Carbonfaser  
4 tlg. faltbar  
(Rohr Ø 20/16 mm)  
verstellbar von 85-96 cm  
in hochwertiger Nylontasche  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 764012**

Derby  
„Midnight“ anthrazit  
blaue Sterne

Derby und Rohre  
komplett aus Carbonfaser  
4 tlg. faltbar  
verstellbar von 85-96 cm  
In hochwertiger Nylontasche  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 754308**

Soft-Derby braun  
braun mit rotem Rhombenmuster

Rohre aus Carbonfaser  
4 tlg. faltbar  
(Rohr Ø 20/16 mm)  
verstellbar von 85-96 cm  
in hochwertiger Nylontasche  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 76401**

Derby  
dunkelrot „Sternblumen“

Derby und Rohre  
komplett aus Carbonfaser  
4 tlg. faltbar  
verstellbar von 85-96 cm  
in hochwertiger Nylontasche  
belastbar bis 100 kg

**CARBONSTOCK  
EIGENGEWICHT  
250g**

Der **CARBONSTOCK** wird aus Kohlefaserverbundstoff gefertigt. Sie wiegen durchschnittlich nur 300 g, dennoch stützen sie sicher und zuverlässig bis zu einem Körpereigengewicht von 110 kg. Sie dämpfen die Vibrationen des Bodens und geben sie nicht an die Hand des Trägers weiter.

**EXKLUSIVE STÖCKE  
KNAUF- UND FRACKSTÖCKE**



**Art. Nr. 4538**

Griff im „Golfschläger-Design“  
vernickelt

Hartholz schwarz  
Ø 20 mm, 350 g, 103 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 7002865**

Totenkopf Knochenimitation

Hartholz schwarz  
Ø 18 mm, 230 g, 100 cm



**Art. Nr. 4945**

Knauf „Toledo“  
verziert, vernickelt

Hartholz schwarz  
Ø 20 mm, 320 g, 100 cm



**Art. Nr. 215**

Knopf  
Acryl schwarz

Hartholz schwarz  
Ø 40 mm, 240 g, 92 cm



**Art. Nr. 4944C**


Knauf „Milord“  
Alpacca versilbert

Carbon in Ebenholz-Optik  
Ø 19,5 mm, 335 g, 97 cm

**Art. Nr. 4944**

Knauf „Milord“  
Alpacca versilbert


Paccaholz  
Ø 19,5 mm, 335 g, 97 cm



**Art. Nr. 4942**

Knauf  
Silber


Ebenholz  
Ø 19,5 mm, 335 g, 97 cm



**Art. Nr. 216**

Knopf „Elfenbein“  
Acrylat

Hartholz schwarz  
Ø 22 mm, 265 g, 92 cm



**Art. Nr. 218**

Knauf „Horn“  
Acrylat

Hartholz braun  
Ø 22 mm, 265 g, 92 cm

**EXKLUSIVE STÖCKE  
MIT GRIFFEN AUS METALL**



**Art. Nr. 4551**

Rundhaken  
vernickelt verziert

Hartholz schwarz  
Ø 20 mm, 330 g, 102 cm  
belastbar bis 90 kg




**Art. Nr. 4556**

Fritzgriff  
vernickelt verziert

Hartholz schwarz  
Ø 20 mm, 330 g, 98 cm  
belastbar bis 90 kg

**EXKLUSIVE STÖCKE  
MIT GRIFFEN AUS BRONZE ODER ZINN**



**Art. Nr. 478**

Griff „Lady“  
bronze

Carbon  
Ø 21 mm, 575 g, 98 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 470**

mass. Zinngriff  
„Hund & Wildschwein“  
versilbert

Carbon  
Ø 19,5 mm, 575 g, 97 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 473**

mass. Zinngriff „Cobra“  
versilbert

Carbon  
Ø 19,5 mm, 550 g, 98 cm  
belastbar bis 100 kg

**EXKLUSIVE STÖCKE  
MIT GRIFFEN AUS ALPACCA VERSILBERT**



**Art. Nr. 4671C**

Krücke klein Damen  
Alpacca versilbert verziert

Carbon  
Ø 18 mm 270 g, 93 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4962C**


Krücke Alpacca versilbert glatt

Carbon  
Ø 20 mm, 460 g, 97 cm

**Art. Nr. 4962**

Krücke Alpacca versilbert glatt

Paccaholz  
Ø 21 mm, 300 g, 98 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4672C**

Krücke klein,  
Alpacca versilbert verziert

Carbon  
Ø 18 mm, ca. 300 g, 98 cm

**Art. Nr. 4672**

Krücke klein,  
Alpacca versilbert verziert

Paccaholz  
Ø 18 mm, ca. 400 g, 98 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4961C**

Krücke Alpacca versilbert glatt

Carbon  
Ø 21 mm, 300 g, 97 cm

**Art. Nr. 4961**

Krücke Alpacca versilbert glatt

Paccaholz  
Ø 21 mm, 480 g, 94 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4971C**

Krücke „Art Deco“  
Alpacca versilbert verziert

Carbon  
Ø 19,5 mm, 300 g, 97 cm

**Art. Nr. 4971**

Krücke „Art Deco“  
Alpacca versilbert verziert

Paccaholz  
Ø 19,5 mm, 500 g, 98 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4861C**

Krücke, Alpacca versilbert  
„Jugendstil“

Carbon  
Ø 18 mm, 300 g, 98 cm  
belastbar bis 100 kg

## EXKLUSIVE STÖCKE MIT VERSILBERTEN GRIFFEN



**Art. Nr. 4911C**

Rundhaken versilbert  
verziert für Herren

Carbon,  
Ø 21 mm, 300 g, 98 cm

**Art. Nr. 4911**

Paccaholz  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4938C**

Rundhaken „Löwenkopf“versilbert

Carbon  
Ø 18 mm, 300 g, 99 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4912C**

Rundhaken versilbert verziert

Carbon  
300 g, 99 cm

**Art. Nr. 4912**

Paccaholz  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 4977**

Krücke versilbert

Carbon in Holzoptik  
Ø 22 mm, 315 g, 100 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 0491C**

Rundhaken versilbert

Carbon  
Ø 22 mm, 300 g, 99 cm  
belastbar bis 100 kg



**EXKLUSIVE STÖCKE  
MIT GRIFFEN AUS 925ER STERLINGSILBER**



**Art. Nr. 498**  
Krücke glatt  
Sterlingsilber (925er)  
Ebenholz  
Ø 20 mm, 400 g, 97 cm  
belastbar bis 70 kg



**Art. Nr. 0493**  
Rundhaken  
Sterlingsilber (925er) leicht verziert  
Ebenholz  
Ø 18,5 mm, 400 g, 97 cm  
belastbar bis 70 kg



**Art. Nr. 4982**  
Krücke „Art Deco“  
Sterlingsilber (925er)  
Ebenholz  
Ø 19,5 mm, 400 g, 97 cm  
belastbar bis 70 kg



**Art. Nr. 499**  
Krücke  
Sterlingsilber (925er) gehämmert  
Ebenholz  
Ø 20 mm, ca. 400 g, 97 cm  
belastbar bis 70 kg



**Art. Nr. 492**  
Rundhaken Herren  
Sterlingsilber (925er)  
Ebenholz  
Ø 22 mm, 550 g, 97 cm  
belastbar bis 80 kg

**EXKLUSIVE STÖCKE  
IMITATE SELTENER ORIGINALE AUS KUNSTHARZ ODER CHROM**



**Art. Nr. 7002069**  
Hase braun  
mit grünen Augen  
Hartholz braun  
370 g, ca. 97 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 7002108C**  
Entenkopf vernickelt  
Hartholz schwarz  
330 g, ca. 100 cm  
belastbar bis 90 kg




**Art. Nr. 7002088**  
Pferdekopf  
Hartholz braun  
300 g, ca. 94 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 7002108**  
Entenkopf  
Hartholz braun  
300 g, ca. 94 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 7002088C**  
Pferdekopf vernickelt  
Hartholz schwarz  
330 g, ca. 100 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 7002004C**  
Adler vernickelt  
Hartholz schwarz  
330 g, ca. 100 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 7002083C**  
Wildhund vernickelt  
Hartholz schwarz  
330 g, ca. 99 cm  
belastbar bis 90 kg



**Art. Nr. 7002863**  
Frosch Epoxydharz bronzefarben  
Hartholz schwarz  
260 g, ca. 94 cm  
belastbar bis 90 kg

## EXKLUSIVE STÖCKE DERBY




## HOLZSTÖCKE STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT – FRITZGRIFF



# HOLZSTÖCKE


## STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT – DERBY



**Art. Nr. 63102**

Derby Acrylat  
smaragd für Damen


Hartholz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 63010**

Derby Acrylat  
Karamell


Hartholz braun  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 63104**

Derby Acrylat  
gold-olive


Hartholz braun  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 6301**

Derby Acrylat  
Perlmuschel

Hartholz braun  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 63206**

Derby Acrylat  
Azur für Herren


Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 6302**

Derby Acrylat  
Perlmutter-Oliven

Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 63111**

Derby Acrylat  
curry

Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg


## HOLZSTÖCKE STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT – DERBY



**Art. Nr. 63115**

Derby Acrylat  
Flamingo


Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 63114**

Derby Acrylat  
Pink Pearl


Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 74103**

Derby Acrylat  
Nero


Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 63103**

Derby Acrylat  
purpur


Hartholz schwarz  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 730**

Derby Acrylat  
„Bernstein klar“

Hartholz braun  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 732**

Halbderby Acrylat „Mahagoni“  
dunkelbraun

Hartholz braun  
300 g, ca. 95 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 63113**

Derbygriff Acrylat  
Horn imit.

Hartholz braun  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg


**PFEFFERROHR – HOLZSTÖCKE  
MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT**



**Art. Nr. 61014**

Fritzgriff Acrylat  
„pink pearl“

Bambus/Pfefferrohr hell  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 61005**

Derby Acrylat  
„Schildpatt“


Bambus/Pfefferrohr hell  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 61010**

Derby Acrylat  
„Karamell“

Bambus/Pfefferrohr hell  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 61018**

Derby Acrylat  
„Bernstein“

Bambus/Pfefferrohr hell  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg

**HOLZSTÖCKE  
XL-STÖCKE/STÖCKE MIT HOHER BELASTBARKEIT**



**Art. Nr. 3210**

Derby marmoriert schwarz-grau

Buche schwarz  
Ø 24,5 mm, 460 g, 110 cm  
**extra belastbar** bis 150 kg




**Art. Nr. 3200**

Derby Ahorn geflammt mit  
Messingband





Ø 24 mm, 450g, 112 cm  
**extra belastbar** bis 150 kg

**BELASTBAR  
BIS  
150kg**


## HOLZSTÖCKE MIT ANATOMISCHEN GRIFFEN




## HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE – DERBY




HOLZSTÖCKE  
SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE – DERBY




**Art. Nr. 31302**  
Damen/Herren  
Derby schwarz mit Chromband




**Art. Nr. 33316**  
Derby Damen/Herren  
Buche geflammt  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 3307**  
Derby Damen/Herren  
Buche geflammt  
300 g, ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 413503**  
Derby Damen/Herren  
Hartholz braun  
ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 31608**  
Derby Damen/Herren  
geschnittene Buche hell  
ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 413502**  
Derby Damen/Herren  
Hartholz schwarz  
ca. 96 cm  
belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 350**  
Derby lederbezogen  
Hartholz braun



**Art. Nr. 3533**  
Soft-Derby für Herren schwarz  
Holz hellbraun


## HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE – FRITZGRIFF



**Art. Nr. 31806**

Fritzgriff Damen/Herren  
Buche


Bambus hell mit Ring  
ca. 92 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 411502**

Fritzgriff Damen/Herren


Hartholz schwarz  
ca. 96 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 31203**

Fritzgriff Damen/Herren


Hartholz braun mit Ring  
ca. 91 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 411503**

Fritzgriff Damen/Herren


Hartholz braun  
ca. 96 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 31212**

Fritzgriff Damen/Herren

Buchenholz braun mit Ring  
ca. 91 cm  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 31202**

Damen/Herren  
Fritz schwarz mit Chromband

# HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE – RUNDHAKEN




**Art. Nr. 900**

Wanderstock für Kinder  
Kastanie braun gebeizt  
ca. 60-70 cm



**Art. Nr. 901**

Wanderstock  
Kastanie braun gebeizt  
für größere Kinder/Jugendliche  
ca. 70-80 cm




**Art. Nr. 902**

Wanderstock  
Kastanie braun gebeizt  
Herren ca. 90-100 cm


**Art. Nr. 0902**

Damen ca. 80-90 cm



**Art. Nr. 902XL**

Wanderstock  
Kastanie braun gebeizt  
Herren extra lang  
ca. 105-110 cm




**Art. Nr. 904**

Wanderstock  
Kastanie geflammt  
Herren ca. 90-100 cm

**Art. Nr. 0904**

Damen ca. 80-90 cm



**Art. Nr. 906**

Wanderstock  
Kastanie braun auf Eiche imitiert  
Herren ca. 90-100 cm

**Art. Nr. 0906**

Damen ca. 80-90 cm


**HOLZSTÖCKE**  
**SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE – EXCLUSIV**




**Art. Nr. 735**  
 L-Griff mit Fingerführung Echthorn  
 Hartholz dunkel  
 320 g, ca. 98 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 120**  
 Rundhaken schwarz  
 Hartholz mit Messingring  
 300 g, ca. 92 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 129**  
 Rundhaken braun  
 Hartholz mit Messingring  
 300 g, ca. 92 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 290**  
 Rundhaken  
 Bambus mit Kastaniengriff  
 300 g, ca. 92 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 126**  
 Rundhaken  
 Akazie geflammt  
 350 g, ca. 98 cm  
 belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 621**  
 Rundhaken Edelholz  
 Palisander  
 400 g, ca. 96 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 270**  
 Rundhaken  
 Ahorn mit Inlay Elfenbeinimitat  
 350 g, ca. 98 cm  
 belastbar bis 100 kg




**Art. Nr. 271**  
 Rundhaken  
 Ahorn mit Inlay Hornimitat  
 300 g, ca. 98 cm  
 belastbar bis 100 kg


HOLZSTÖCKE  
SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE



**Art. Nr. 842**  
Rundhaken mit Schäferhaken  
Kastanie Doppelspirale  
ca. 90-100 cm




**Art. Nr. 8481**  
Rundhaken gedreht  
Kastanie braun gebeizt  
ca. 90-100 cm



**Art. Nr. 848**  
Rundhaken  
Kastanie geflammt Doppelspirale  
ca. 90-100 cm




**Art. Nr. 845**  
Knaufstock  
Kastanie geflammt  
Doppelspirale mit Chromband  
ca. 90-100 cm



**Art. Nr. 844**  
Knaufstock Naturwurzel  
Kastanie mit Lederschlaufe  
Doppelspirale  
ca. 90-100 cm



**Art. Nr. 847**  
Knaufstock  
Kastanie geflammt mit  
Handschlaufe  
Doppelspirale  
ca. 90-100 cm



**Art. Nr. 8445**  
Knaufstock  
Kastanie geflammt mit  
Lederschlaufe  
gedreht  
ca. 90-100 cm



**Art. Nr. 846**  
Knaufstock  
Kastanie geflammt mit  
Handschlaufe  
ca. 90-100 cm

## HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE



**Art. Nr. 843**

Knaufstock

Kastanie geflammt  
mit Chromband  
ca. 90-100 cm

## SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE TOURENSTOCK



**Art. Nr. 743**

Tourenstock 3-fach stufenlos  
(teleskopisch)  
Griff Softgummi, verstellbare  
Handschlaufen  
Leichtmetall

Farben: rot, blau, schwarz, silber  
verstellbar 66-140 cm, mit  
Antishock-Federung  
Schneeteller

(Verpackung paarweise)


## JAGD- UND SITZSTÖCKE



**Art. Nr. 860**

Klappsitz, Leichtmetall schwarz,  
Nylonsitz schwarz  
mit Gurt zum Umhängen

Höhe 82 cm  
Sitzfläche 38x15 cm  
Sitzhöhe 54 cm  
Eigengewicht 1250 g  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 849**

Jagdsitz  
Kastanie braun gebeizt  
mit Echtledersitz

Höhe 60 cm  
Sitzfläche 36 x 33 cm  
Sitzhöhe 48 cm  
Eigengewicht 1250 g  
belastbar bis 100 kg



**Art. Nr. 905**

Jagdsitzstock  
Kastanie braun gebeizt  
mit Echtledersitz

Länge 93 cm  
Sitzhöhe 60 cm  
belastbar bis 130 kg



**Art. Nr. 852**

Sitzstock faltbar in schwarzer  
Schultertasche mit Reißverschluss.  
Länge als Stock 88 cm  
Sitzhöhe ca. 77 cm schwarz  
Eigengewicht ca. 500 g  
belastbar bis 125 kg  
Ein einfacher Druck auf  
den Patentknopf fixiert die  
Kombination Griff und Sitz sicher  
in der gewünschten Sitz- bzw.  
Spazierposition.

## STOCK- UND STÜTZSCHIRME





**Art. Nr. 9951**  
 Regenschirm s. Oliver®  
 Kid's Monsters & Friends  
 Stahl, Polyester  
 Bitte bei Bestellung  
 Farbe rosa oder weiß angeben.




**Art. Nr. 992**  
 Doppler® Stützschild Fritzgriff  
 für Damen  
 Automatiköffnung  
 Komponenten aus Fiberglas  
 Schild 55 cm  
 Nickelstock  
 Ø 98 cm geöffnet,  
 478 g, 85 cm  
 versch. Muster



Bsp.  
Muster



**Art. Nr. 9905**  
 2-in-1-Schildstock  
 verstellbar 87-91 cm, 620 g  
 belastbar bis 110 kg



**Art. Nr. 9903**  
 Stützschild Softgriff schwarz  
 für Herren  
 Bezug schwarz  
 verstellbar 85-95 cm  
 Automatik






## THERAPIESTOCK



**Art. Nr. 940**  
 Therapiestock  
 Dieser Therapiestock kann bei  
 Patienten mit einer spastischen  
 Halbseitenlähmung und  
 vorhandener Gehfähigkeit den  
 Erfolg der Krankenbehandlung  
 sichern.  
 Es kommt zu einer Aufrichtung des  
 gesamten Körpers und somit zu  
 einer Minderung des Spasmus im  
 gelähmten Bein.

## BLINDENSTÖCKE



### HILFSMITTEL-NR. FÜR BLINDENSTÖCKE

HiMiNr. 07.50.01.1014 faltbar  
HiMiNr. 07.50.01.1015 teleskopisch  
HiMiNr. 07.50.01.0001 Holz



# ZUBEHÖR



**Art. Nr. 5015-0** Ø 8 mm  
**Art. Nr. 5010** Ø 16 mm  
**Art. Nr. 5011** Ø 18 mm  
**Art. Nr. 5012** Ø 20 mm  
 Krückenkapitel braun



**Art. Nr. 5005-0** Ø 8 mm  
**Art. Nr. 5004-0** Ø 10 mm  
**Art. Nr. 5003-0** Ø 12 mm  
**Art. Nr. 5002-0** Ø 14 mm  
**Art. Nr. 5000** Ø 16 mm  
**Art. Nr. 5001** Ø 18 mm  
**Art. Nr. 5002** Ø 20 mm  
**Art. Nr. 5003** Ø 22 mm  
 Krückenkapitel schwarz



**Art. Nr. 5081603** Ø 16 mm  
**Art. Nr. 5081803** Ø 18 mm  
**Art. Nr. 5082003** Ø 21 mm  
 Krückenkapitel mit Stahleinlage  
 Braun  
**Art. Nr. 5081602** Ø 16 mm  
**Art. Nr. 5081802** Ø 18 mm  
**Art. Nr. 5082002** Ø 21 mm  
 Krückenkapitel mit Stahleinlage  
 Schwarz



**Art. Nr. 560**  
 Ersatzkapitel für Carbonstöcke  
 mit Stahleinlage in anthrazit mit  
 feinem Carbonmuster.  
 Ø 19 mm



**Art. Nr. 538**  
 Ersatzkapitel für Tourenstöcke  
 (Art. 743)



**Art. Nr. 5006-0**  
 schwarz Ø 9 mm speziell für  
 Nr. 745 (alle Lindur Artikel)



**Art. Nr. 50318**  
 Krückenkapitel mit Stahleinlage  
 Saug-Krückenkapitel, sehr elastisch  
 passend für Ø 16-19 mm



**Art. Nr. 546**  
 Ersatz Vidia Spitze inkl. Gummi  
 speziell für Nr. 745



**Art. Nr. 5519**    Ø 19 mm

**Art. Nr. 5517**    Ø 17 mm

Gummifuß „AbleTripod“, der unten am Stock angebracht wird, diesen nicht umfallen lässt, ersetzt den Dreifuß

### DER ABLE TRIPOD IST ÄUSSERST PRAKTISCH:

Am Ende des Stocks angebracht, fällt dieser nicht um und bleibt greifnah. Kein Bücken beim Aufnehmen und Ablegen des Stockes. Die Stabilität des Able Tripod wird weder auf Rasen noch auf Kieselsteinen oder Sand beeinträchtigt, auch perfekt für den Spaziergang am Strand. Beim Treppensteigen verleiht der Able Tripod dem Verwender die notwendige Sicherheit - sogar auf den schmalsten Treppen und Bürgersteigen.

Man kann den Able Tripod sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite verwenden, ohne Verstellungen vornehmen zu müssen.

Der Able Tripod ermöglicht es, den eigenen, bereits vorhandenen Stock weiterzuverwenden und ist dabei mit nur 250 g insgesamt trotzdem leichter als ein herkömmlicher „Dreifußstock“.

Der Able Tripod verfügt über flexible Flügel, die sich dem Untergrund perfekt anpassen und damit eine sehr gute Unterstützung gewährleisten. Zudem mindert der Gummifuß die Erschütterung bei jedem Schritt ab und verringert eine Übertragung auf Hand, Handgelenk, Ellenbogen und Schulter, hat also einen sogenannten „antishock“ Effekt.

Der Able Tripod wird verwendet, um Menschen mit neurologischen oder orthopädischen Einschränkungen zu unterstützen. Außerdem kann er bei Gleichgewichtsstörungen eingesetzt werden, die als Folge eines Schlaganfalls oder im Zusammenhang mit Multipler Sklerose, Parkinson, Lähmungen, Arthritis, Knie- bzw. Hüftoperationen oder Amputationen auftreten. In den USA wird der Gebrauch des Able Tripod von Medizinern und Physiotherapeuten empfohlen.



**Art. Nr. 512**

Nickelwinge  
verschiedene Größen  
von 8-26 mm



**Art. Nr. 5095**

Universalkapsel mit  
elastischem Schaft  
klappbarem Dorn + Stahleinlage  
Ø 16 bis 22 mm passend sonst wie  
elast. Krückenkapsel



**Art. Nr. 513**

Nickelwingen mit Eisenbolzen  
verschiedene Größen  
von 10-26 mm



**Art. Nr. 541**

Ersatzkugel für Blindentaststock  
Art Nr. 150K, Ø 25 mm

## ZUBEHÖR




- Art. Nr. 510**    Ø 18 mm
- Art. Nr. 511**    Ø 20 mm
- Art. Nr. 5112**    Ø 22 mm

Bergstockspitzen vernickelt  
Maßangabe = Innenmaß



- Art. Nr. 517**
- Tellerzwinge für Jagdsitzstöcke



- Art. Nr. 509**
- Wintergrip, klappbarer Gleitschutz für den Winter zum Anschrauben, kann an unterschiedliche Stockstärken angepasst werden, vernickelt



- Art. Nr. 540 G**
- Geräuschkugel weiß, zum Einhängen in Gummizug (z.B. an Art. 150 möglich)



- Art. Nr. 547**
- Tasche gesteppt für Faltstöcke „Mini“ Modelle 7748[...]



- Art. Nr. 545**
- Ersatzhülle für Art. 745 (Farbe grau)



- Art. Nr. 533**
- Stock-/Krückenhalter mit Magnet, macht es möglich, Stöcke+Krücken überall anzulehnen, abzustellen bzw. einzuhängen, sogar in Mantel-oder Jackentaschen und Knopflöchern, besonders an magnetischen Metallen.



- Art. Nr. 531**
- Stock-Krückenhalter klemmt am Stock und verhindert das Wegrutschen oder Umfallen des Stockes, wenn dieser z.B. an einer Tischkante angelehnt wird Kunststoff grau

## ZUBEHÖR




**Art. Nr. 53002**

schwarz

**Art. Nr. 53003**

braun

Kordel mit Gummizug,  
schwarz, braun



**Art. Nr. 52702**

schwarz

**Art. Nr. 52703**

braun

Handschleufe, Kunstleder  
mit Druckknopf



**Art. Nr. 5351**

Tragschleufe mit Clip, schwarz

16 mm

**Art. Nr. 5352**

Tragschleufe mit Clip, schwarz

18 mm



**Art. Nr. 563**

Schuhanzieher & Kratzhand aus  
Schildpatt-Imitation  
Holz gedrechselt mit Aufhänger



**Art. Nr. 562**

Schuhanzieher „Ente“  
silberfarben, vernickelt



**Art. Nr. 570**

Stock-Aufsteller für Gehstöcke und  
Gitter für Faltstöcke und Zubehör

schwarz

Maße 40 cm x 183 cm




**Art. Nr. 1239**  
WC-Sitz  
Erhöhter Toilettensitz mit Armen und Frontschloss.  
Max. Benutzergewicht: 130 kg



**Art. Nr. 53106** Fußwärmer  
kuscheliges Innenfutter, für große Füße geeignet, Schnellheizung, drei beleuchtete Temperaturstufen mit elek. Temperaturregelung, Sicherheitssystem mit Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Herausnehmbares Innenfutter. (Maschinenwaschbar bis 30°C), Öko-Tex 100 zertifiziert, Produktmaße: 32 x 26 x 26 cm, Leistung: 100 Watt





**Art. Nr. 1263**  
Badewannensitz aus Aluminium. Ergonomisches Design für komfortables Baden.  
Einfache Montage  
Einstellbare Breite: 70-85cm.  
Sitzfläche: 32 x 34 cm  
Max. Benutzergewicht: 110 kg



**Art. Nr. 53107**  
handgefertigte Kirschkerne Kissen mit Innenfutter Made in Germany, Außenbezug waschbar.  
Farbauswahl liegt beim Lieferant.  
Maße: ca. 21 x 21 x 2,5 cm, 4 Kammern mit jeweils 50 g Inhalt, 100 % Baumwolle.



**Art. Nr. 1254**  
Duschhocker mit rotierender Sitzfläche. Sehr nützlich, um die Benutzer sitzend zu drehen.  
Höhenverstellbar 42-54 cm  
Weich und sehr bequemer Anti-Rutschsitz.  
Artikelgewicht: 2,1 kg;  
Max. Benutzergewicht: 140 kg

**Art. Nr. 53100**  
Sockenanziehhilfe

## UNTERARMGEHSTÜTZEN

### UNTERARMGEHSTÜTZEN RICHTIG EINSTELLEN:

#### Überprüfen Sie die Höhe des Handgriffes

Um eine ausreichende Stützfunktion zu erreichen, ist es notwendig, dass die Gehhilfe in der richtigen Höhe individuell angepasst wird. Die Gehhilfen sollen dem Benutzer eine aufrechte Haltung bei leicht angewinkeltem Ellbogen ermöglichen.

- Stellen Sie sich gerade mit normalen Straßenschuhen hin, lassen Sie die Arme locker ausgestreckt nach unten hängen.
- Bitten Sie bei Bedarf jemanden, Ihnen dabei zu helfen, das Gleichgewicht zu halten und platzieren Sie eine Gehhilfe an der Seite.
- Der Handgriff sollte auf Höhe des Handgelenkes sein.
- Ist das nicht der Fall, können Sie die Gehhilfen folgendermaßen einstellen:

#### Passen Sie die Höhe des Handgriffes an

An einer Seite jeder Gehhilfe befindet sich ein Druckknopf/Clip entlang einer Reihe kleiner Löcher.

- Entriegeln Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Druckknopf eindrücken, oder den Clip herausziehen.
- Passen Sie die Länge der Gehhilfen Ihrer Körpergröße an, indem Sie die Stützrohre auseinanderziehen oder zusammenschieben.

#### Überprüfen Sie die eingestellte Höhe

Wenn Sie denken, dass die Gehhilfen die richtige Höhe haben, können Sie das einfach überprüfen.

- Stehen Sie normal und ergreifen Sie die Handgriffe, wie Sie es beim Verwenden der Gehhilfen tun würden.
- Achten Sie nun auf den Winkel ihres Ellbogens. Ihr Ellbogen sollte zwischen 15 und 30 Grad gebeugt sein.
- Die Armschelle sollte die Beweglichkeit ihres Ellbogens nicht beeinträchtigen.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Gehhilfen dieselbe Höhe haben.



#### Fixieren Sie die Gehhilfen auf die richtige Höhe


Wenn Sie die richtige Höhe für sich ermittelt haben, müssen Sie die Gehhilfen in dieser Position fixieren.

- Verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre so ausrichten, dass zwei Verriegelungslöcher übereinander liegen.
- Bei Clipverstellung den Clip wieder einsetzen.

#### Überprüfen Sie die Position der Armbügel

Nachdem Sie die Höhe der Gehhilfen eingestellt haben, sollten die Armbügel um Ihren Unterarm, gleich unterhalb ihres Ellenbogen liegen. Genauer gesagt sollten sich die Manschetten zweieinhalb bis fünf Zentimeter unterhalb der Beuge ihres Ellenbogens befinden. Die Armbügel sollten Ihre Fähigkeit, den Ellenbogen zu beugen, nicht beeinträchtigen. Sollten Sie das mit unserem Modell „Klassiker“ nicht erreichen, weichen Sie bitte auf eines unserer auch im Oberteil verstellbaren Varianten aus.

## ÜBER DEN GEBRAUCH EINES STOCKES



### Welche Länge muss ein Stock haben?

Beim Gehstock kommt es auf die exakte Länge an. Zu lange oder zu kurze Stöcke sind nicht nur unbequem, sondern mitunter auch gefährlich. Vor allem für ältere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf eine zuverlässige und kräfteschonende Stütze angewiesen sind, gilt daher die Empfehlung von Fachärzten: Der Gehstock soll bis zum locker herunterhängenden Handgelenk reichen. Das erlaubt dem aufrecht stehenden Benutzer in Ruhe eine Beugung des Ellenbogens um etwa 15 Grad und beim Gehen volles Ausstrecken des Arms. Etwas länger sollte der Stock sein, wenn die Stützhilfe besonders viel Gewicht abfangen muss. Stellen Sie den Stock mit dem Griff nach unten auf den Boden, lassen Sie die Arme locker nach unten hängen und kürzen Sie den Stock in der Höhe der Handwurzel. Beim Gebrauch von zwei Stöcken müssen diese etwas länger sein, weil sie

vor dem Körper aufgestützt werden. Zur Vermeidung von Stürzen ist neben der Länge auch die Stockspitze von entscheidender Bedeutung: Spitz und aus nacktem Holz sollte sie nicht sein, denn dann droht Rutschgefahr. Besser ist für das untere Ende weicher, unten abgeflachter Gummi - Gummizwinge oder Krückenkapsel. Und noch ein Hinweis: Da sich das Gummi bei längerem Gebrauch abnutzt, muss die Stockspitze von Zeit zu Zeit ersetzt werden.

### Wie hält man einen Stock?

Stöcke gehören in die entgegengesetzte Hand zum beeinträchtigten Bein und werden so gehalten, dass der Griff nach hinten zeigt. Nur Mittel-, Ring- und kleiner Finger umschließen den Griff, Zeigefinger und Daumen berühren ausgestreckt den Griffansatz am Stock.

### Wie geht man mit einem Stock?


Wie oben schon angeführt: Der Stock gehört normalerweise in die Hand gegenüber dem beeinträchtigten Bein. Den Stock gleichzeitig mit dem beeinträchtigten Bein auf den Boden aufsetzen.

### Wie steht man auf?

Den Stock neben den Armlehnen des Stuhls bereithalten, nach vorn beugen, die Hände auf den Armlehnen abstützen, aufstehen und den bzw. die Stöcke in die Hand nehmen.

### Wie setzt man sich?

Zum Stuhl gehen, den Körper drehen, wenn man den Stuhl hinter den Beinen spürt mit den Händen die Armlehnen umfassen, langsam nach vorn beugen und dabei nach hinten auf den Stuhl gleiten. Der Stock kann dabei festgehalten oder dicht neben dem Stuhl abgestellt werden.



### Wie steigt man Treppen?

Wenn möglich an einem Handlauf festhalten. Den Stock auf die gleiche Stufe aufsetzen wie das beeinträchtigte Bein. Das gesunde Bein sollte treppauf vorangehen.

Beim abwärts gehen führt das beeinträchtigte Bein. Treppen sollte man, wenn möglich immer auf- und abwärts gehen, ohne ein Bein nachzuziehen.

Diese Informationen sind nur als Empfehlung zu betrachten. Bei speziellen Bedürfnissen fragen Sie Ihren Arzt oder Physiotherapeuten.

# GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

## § 1 Geltungsbereich

1. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
2. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

## § 2 Angebot und Vertragsabschluss

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.

## § 3 Überlassene Unterlagen

An allen, in Zusammenhang mit der Auftragserteilung, dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

## § 4 Preise und Zahlung

1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. und eine Kostenpauschale von 40,00 € berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
4. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

## § 5 Zurückbehaltungsrechte

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

## § 6 Lieferzeit

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben

vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

3. Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
4. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

## § 7 Gefahrübergang bei Versendung

1. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

## § 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

## § 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für

Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

## § 10 Sonstiges

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

# ARTIKELNUMMERN

<b>Art. Nr. 031303</b>	30	<b>Art. Nr. 499</b>	24	<b>Art. Nr. 7002088</b>	25	<b>Art. Nr. 758102</b>	5
<b>Art. Nr. 0491C</b>	23	<b>Art. Nr. 5000</b>	39	<b>Art. Nr. 7002088C</b>	25	<b>Art. Nr. 758108</b>	4
<b>Art. Nr. 0493</b>	24	<b>Art. Nr. 5001</b>	39	<b>Art. Nr. 7002108</b>	25	<b>Art. Nr. 758115</b>	4
<b>Art. Nr. 0902</b>	33	<b>Art. Nr. 5002</b>	39	<b>Art. Nr. 7002108C</b>	25	<b>Art. Nr. 758119</b>	5
<b>Art. Nr. 0904</b>	33	<b>Art. Nr. 5002-0</b>	39	<b>Art. Nr. 7002863</b>	25	<b>Art. Nr. 761308</b>	14
<b>Art. Nr. 0906</b>	33	<b>Art. Nr. 5003</b>	39	<b>Art. Nr. 7002865</b>	20	<b>Art. Nr. 761403</b>	10
<b>Art. Nr. 120</b>	34	<b>Art. Nr. 5003-0</b>	39	<b>Art. Nr. 705 (rechts)</b>	11	<b>Art. Nr. 76401</b>	19
<b>Art. Nr. 1239</b>	43	<b>Art. Nr. 5004-0</b>	39	<b>Art. Nr. 70502 (rechts)</b>	11	<b>Art. Nr. 764012</b>	19
<b>Art. Nr. 12535</b>	38	<b>Art. Nr. 5005-0</b>	39	<b>Art. Nr. 70503 (rechts)</b>	11	<b>Art. Nr. 764012</b>	19
<b>Art. Nr. 1254</b>	43	<b>Art. Nr. 5006-0</b>	39	<b>Art. Nr. 70512 (rechts)</b>	12	<b>Art. Nr. 764606</b>	17
<b>Art. Nr. 126</b>	34	<b>Art. Nr. 5010</b>	39	<b>Art. Nr. 706 (links)</b>	11	<b>Art. Nr. 764609</b>	17
<b>Art. Nr. 1263</b>	43	<b>Art. Nr. 5011</b>	39	<b>Art. Nr. 70602 (links)</b>	11	<b>Art. Nr. 764709</b>	17
<b>Art. Nr. 129</b>	34	<b>Art. Nr. 5012</b>	39	<b>Art. Nr. 70603 (links)</b>	11	<b>Art. Nr. 764719</b>	18
<b>Art. Nr. 150 (130 cm)</b>	38	<b>Art. Nr. 5015-0</b>	39	<b>Art. Nr. 70612 (links)</b>	12	<b>Art. Nr. 764805</b>	17
<b>Art. Nr. 1501 (112 cm)</b>	38	<b>Art. Nr. 50318</b>	39	<b>Art. Nr. 70702 (rechts)</b>	18	<b>Art. Nr. 765 (rechts)</b>	12
<b>Art. Nr. 150k</b>	38	<b>Art. Nr. 5081602</b>	39	<b>Art. Nr. 70802 (links)</b>	18	<b>Art. Nr. 766 (links)</b>	12
<b>Art. Nr. 151</b>	38	<b>Art. Nr. 5081603</b>	39	<b>Art. Nr. 71202</b>	10	<b>Art. Nr. 773201</b>	17
<b>Art. Nr. 175</b>	30	<b>Art. Nr. 5081802</b>	39	<b>Art. Nr. 712512 (rechts)</b>	12	<b>Art. Nr. 773205</b>	18
<b>Art. Nr. 176</b>	30	<b>Art. Nr. 5081803</b>	39	<b>Art. Nr. 712612 (links)</b>	12	<b>Art. Nr. 773208</b>	17
<b>Art. Nr. 215</b>	20	<b>Art. Nr. 5082002</b>	39	<b>Art. Nr. 713302</b>	9	<b>Art. Nr. 774802</b>	16
<b>Art. Nr. 216</b>	20	<b>Art. Nr. 5082003</b>	39	<b>Art. Nr. 713303</b>	7	<b>Art. Nr. 774803</b>	16
<b>Art. Nr. 218</b>	20	<b>Art. Nr. 509</b>	41	<b>Art. Nr. 713306</b>	6	<b>Art. Nr. 774809</b>	16
<b>Art. Nr. 265 (rechts)</b>	30	<b>Art. Nr. 5095</b>	40	<b>Art. Nr. 713309</b>	7	<b>Art. Nr. 774810</b>	16
<b>Art. Nr. 266 (links)</b>	30	<b>Art. Nr. 510</b>	41	<b>Art. Nr. 713310</b>	8	<b>Art. Nr. 774811</b>	16
<b>Art. Nr. 270</b>	34	<b>Art. Nr. 5112</b>	41	<b>Art. Nr. 713320</b>	9	<b>Art. Nr. 774816</b>	16
<b>Art. Nr. 271</b>	34	<b>Art. Nr. 511</b>	41	<b>Art. Nr. 713405</b>	7	<b>Art. Nr. 774819</b>	16
<b>Art. Nr. 280 (rechts)</b>	30	<b>Art. Nr. 512</b>	40	<b>Art. Nr. 713408</b>	10	<b>Art. Nr. 775005</b>	17
<b>Art. Nr. 285 (links)</b>	30	<b>Art. Nr. 513</b>	40	<b>Art. Nr. 716203</b>	6	<b>Art. Nr. 778203</b>	18
<b>Art. Nr. 290</b>	34	<b>Art. Nr. 517</b>	41	<b>Art. Nr. 716206</b>	6	<b>Art. Nr. 78102</b>	9
<b>Art. Nr. 31202</b>	32	<b>Art. Nr. 52702</b>	42	<b>Art. Nr. 718312</b>	8	<b>Art. Nr. 78104</b>	8
<b>Art. Nr. 31203</b>	32	<b>Art. Nr. 52703</b>	42	<b>Art. Nr. 725 (rechts)</b>	12	<b>Art. Nr. 78105</b>	6
<b>Art. Nr. 31212</b>	32	<b>Art. Nr. 53002</b>	42	<b>Art. Nr. 72519 (rechts)</b>	12	<b>Art. Nr. 78108</b>	8
<b>Art. Nr. 31302</b>	31	<b>Art. Nr. 53003</b>	42	<b>Art. Nr. 726 (links)</b>	12	<b>Art. Nr. 78109</b>	8
<b>Art. Nr. 31415</b>	30	<b>Art. Nr. 53100</b>	43	<b>Art. Nr. 72619 (links)</b>	12	<b>Art. Nr. 78119</b>	9
<b>Art. Nr. 31416</b>	30	<b>Art. Nr. 53106</b>	43	<b>Art. Nr. 72704 (rechts)</b>	12	<b>Art. Nr. 78208</b>	8
<b>Art. Nr. 31608</b>	31	<b>Art. Nr. 53107</b>	43	<b>Art. Nr. 72802 (rechts)</b>	18	<b>Art. Nr. 78212</b>	10
<b>Art. Nr. 31806</b>	32	<b>Art. Nr. 531</b>	41	<b>Art. Nr. 72804 (links)</b>	12	<b>Art. Nr. 78214</b>	8
<b>Art. Nr. 3200</b>	29	<b>Art. Nr. 533</b>	41	<b>Art. Nr. 72902 (links)</b>	18	<b>Art. Nr. 78301</b>	6
<b>Art. Nr. 3210</b>	29	<b>Art. Nr. 5351</b>	42	<b>Art. Nr. 730</b>	28	<b>Art. Nr. 78305</b>	7
<b>Art. Nr. 3305</b>	38	<b>Art. Nr. 5352</b>	42	<b>Art. Nr. 732</b>	28	<b>Art. Nr. 78309</b>	6
<b>Art. Nr. 3307</b>	31	<b>Art. Nr. 538</b>	39	<b>Art. Nr. 734</b>	26	<b>Art. Nr. 78401</b>	7
<b>Art. Nr. 33316</b>	31	<b>Art. Nr. 540 G</b>	41	<b>Art. Nr. 735</b>	34	<b>Art. Nr. 78406</b>	7
<b>Art. Nr. 3335</b>	38	<b>Art. Nr. 541</b>	40	<b>Art. Nr. 74101</b>	13	<b>Art. Nr. 78409</b>	7
<b>Art. Nr. 3338</b>	30	<b>Art. Nr. 545</b>	41	<b>Art. Nr. 74103</b>	28	<b>Art. Nr. 78412</b>	9
<b>Art. Nr. 350</b>	31	<b>Art. Nr. 546</b>	39	<b>Art. Nr. 74105</b>	13	<b>Art. Nr. 78425</b>	10
<b>Art. Nr. 3533</b>	31	<b>Art. Nr. 547</b>	41	<b>Art. Nr. 74108</b>	13	<b>Art. Nr. 79201</b>	6
<b>Art. Nr. 411502</b>	32	<b>Art. Nr. 5517</b>	40	<b>Art. Nr. 74110</b>	13	<b>Art. Nr. 793101</b>	6
<b>Art. Nr. 411503</b>	32	<b>Art. Nr. 5519</b>	40	<b>Art. Nr. 74112</b>	13	<b>Art. Nr. 842</b>	35
<b>Art. Nr. 413502</b>	31	<b>Art. Nr. 560</b>	39	<b>Art. Nr. 743</b>	36	<b>Art. Nr. 843</b>	36
<b>Art. Nr. 413503</b>	31	<b>Art. Nr. 562</b>	42	<b>Art. Nr. 745</b>	15	<b>Art. Nr. 844</b>	35
<b>Art. Nr. 4538</b>	20	<b>Art. Nr. 563</b>	42	<b>Art. Nr. 74535</b>	15	<b>Art. Nr. 8445</b>	35
<b>Art. Nr. 4551</b>	21	<b>Art. Nr. 570</b>	42	<b>Art. Nr. 74535</b>	38	<b>Art. Nr. 845</b>	35
<b>Art. Nr. 4556</b>	21	<b>Art. Nr. 61005</b>	29	<b>Art. Nr. 745K</b>	15	<b>Art. Nr. 846</b>	35
<b>Art. Nr. 4671C</b>	22	<b>Art. Nr. 61010</b>	29	<b>Art. Nr. 747</b>	15	<b>Art. Nr. 847</b>	35
<b>Art. Nr. 4672</b>	22	<b>Art. Nr. 61014</b>	29	<b>Art. Nr. 74719</b>	15	<b>Art. Nr. 8481</b>	35
<b>Art. Nr. 4672C</b>	22	<b>Art. Nr. 61018</b>	29	<b>Art. Nr. 747305</b>	17	<b>Art. Nr. 848</b>	35
<b>Art. Nr. 470</b>	21	<b>Art. Nr. 621</b>	34	<b>Art. Nr. 751502 (rechts)</b>	11	<b>Art. Nr. 849</b>	36
<b>Art. Nr. 473</b>	21	<b>Art. Nr. 63010</b>	27	<b>Art. Nr. 751519 (rechts)</b>	11	<b>Art. Nr. 852</b>	36
<b>Art. Nr. 478</b>	21	<b>Art. Nr. 6301</b>	27	<b>Art. Nr. 751602 (links)</b>	11	<b>Art. Nr. 860</b>	36
<b>Art. Nr. 4861C</b>	22	<b>Art. Nr. 6302</b>	27	<b>Art. Nr. 751619 (links)</b>	11	<b>Art. Nr. 900</b>	33
<b>Art. Nr. 4911</b>	23	<b>Art. Nr. 63102</b>	27	<b>Art. Nr. 752153</b>	5	<b>Art. Nr. 901</b>	33
<b>Art. Nr. 4911C</b>	23	<b>Art. Nr. 63103</b>	28	<b>Art. Nr. 752206</b>	4	<b>Art. Nr. 902</b>	33
<b>Art. Nr. 4912</b>	23	<b>Art. Nr. 63104</b>	27	<b>Art. Nr. 752653 (rechts)</b>	18	<b>Art. Nr. 902XL</b>	33
<b>Art. Nr. 4912C</b>	23	<b>Art. Nr. 63111</b>	27	<b>Art. Nr. 753012</b>	4	<b>Art. Nr. 904</b>	33
<b>Art. Nr. 492</b>	24	<b>Art. Nr. 63112</b>	26	<b>Art. Nr. 753302</b>	4	<b>Art. Nr. 905</b>	36
<b>Art. Nr. 4938C</b>	23	<b>Art. Nr. 63113</b>	28	<b>Art. Nr. 753319</b>	5	<b>Art. Nr. 906</b>	33
<b>Art. Nr. 4942</b>	20	<b>Art. Nr. 63114</b>	28	<b>Art. Nr. 753325</b>	4	<b>Art. Nr. 940</b>	37
<b>Art. Nr. 4944</b>	20	<b>Art. Nr. 63115</b>	28	<b>Art. Nr. 753328</b>	4	<b>Art. Nr. 9903</b>	37
<b>Art. Nr. 4944C</b>	20	<b>Art. Nr. 63125</b>	26	<b>Art. Nr. 753405</b>	5	<b>Art. Nr. 9905</b>	37
<b>Art. Nr. 4945</b>	20	<b>Art. Nr. 63206</b>	27	<b>Art. Nr. 753407</b>	4	<b>Art. Nr. 992</b>	37
<b>Art. Nr. 4961</b>	22	<b>Art. Nr. 6401</b>	14	<b>Art. Nr. 753408</b>	19	<b>Art. Nr. 9951</b>	37
<b>Art. Nr. 4961C</b>	22	<b>Art. Nr. 64012</b>	14	<b>Art. Nr. 7543</b>	19	<b>Art. Nr. 9980</b>	44
<b>Art. Nr. 4962</b>	22	<b>Art. Nr. 6415</b>	14	<b>Art. Nr. 7543</b>	19	<b>Art. Nr. 9981</b>	44
<b>Art. Nr. 4962C</b>	22	<b>Art. Nr. 643</b>	14	<b>Art. Nr. 756502 (rechts)</b>	11		
<b>Art. Nr. 4971</b>	22	<b>Art. Nr. 6493</b>	14	<b>Art. Nr. 756519 (rechts)</b>	11		
<b>Art. Nr. 4971C</b>	22	<b>Art. Nr. 673104</b>	8	<b>Art. Nr. 756602 (links)</b>	11		
<b>Art. Nr. 4977</b>	23	<b>Art. Nr. 7002004C</b>	25	<b>Art. Nr. 756619 (links)</b>	11		
<b>Art. Nr. 4982</b>	24	<b>Art. Nr. 7002069</b>	25	<b>Art. Nr. 756702 (rechts)</b>	11		
<b>Art. Nr. 498</b>	24	<b>Art. Nr. 7002083C</b>	25	<b>Art. Nr. 756802 (links)</b>	11		
				<b>Art. Nr. 757302</b>	18		



**Viehmeyer  
health & mobility GmbH**

Jahnstraße 16  
34286 Spangenberg, Germany

Tel.: +49 (0) 5663/7277

Fax: +49 (0) 5663/7805

[info@viehmeyer.eu](mailto:info@viehmeyer.eu)



[www.viehmeyer.eu](http://www.viehmeyer.eu)